



Plant 추출, 까다롭다고?

인트론으로 해결해봐!

Plant DNA/RNA Extraction Kit Series



i-genomic Plant DNA Extraction Mini Kit

17131

- 다양한 Plant 시료에서 고순도 DNA 추출 가능한 Spin type
- 각 Sample 별로 최적화된 Protocol 제공

IQeasy™ plus Plant RNA Extraction Kit

17491

- 화본과 및 콩과식물종자를 포함해 잎, 줄기, 뿌리, 씨앗 등에서 total RNA 추출 가능
- Non-phenol 방식

AutoXT Plant DNA/RNA Kit (I)/(W)

- Miracle Auto XT 장비에 적합한 Plant 핵산 자동화 추출 키트
- 1개부터 32개 샘플 동시 처리 가능

	i-genomic Plant DNA	IQeasy™ plus Plant RNA	AutoXT Plant DNA/RNA
추출 방법	매뉴얼 방법 Spin Type	매뉴얼 방법 2 Column Spin type	자동화 방식
용량	50 col	50 col	48 tests/ 96 tests
시간	20~30분	20 분 이내	30 분 이내
특징	• 샘플 종류별 7가지 Protocol 제공 • 100여가지 식물 시료 가능 • 높은 Yield 및 순도	• Non-phenol 방식 • 2 Column 으로 깨끗한 RNA 추출 • 화본과 및 콩과식물 추출 효과적	• Spin Column을 사용한 전처리 필터링으로 샘플 불순물 제거 • DIN/ RIN 8.5 이상의 고수율 추출

