

추출 부터 증폭까지, 손 하나 까딱 없이 풀코스로

최대 96개 샘플 추출 부터, Real-time PCR 까지 인트론으로 한번에!!



FaSTARprep96

Automated Nucleic Acid Extraction System

자동화 핵산 추출 장비

Cat. No	IMC-FAST-P96D
Method	Magnetic Bead & Rotary Mixing
Key Feature	1 ~ 96개 샘플 추출 가능
	샘플 추출 시간 12분 내로 신속한 추출 가능
	최소화된 동작 구현으로 Well 간 오염 방지
	체외 제신 23-1197호

✓ 최대 96개의 샘플을 동시에!

✓ 최소 12분만에 추출 끝!



FaSTARamp96

Real-time PCR System

Real-time PCR 장비

Cat. No	IMC-FAST-A96D
Channel	6 Channel
Key Feature	96 wells & 최대 5개 타겟 동시 분석 (Multiplexing)
	글로벌 표준 장비와 폭 넓은 호환성
	Preincubation, Amplification 등 다양한 Preset Stage를 제공하여 편리한 PCR
	본체 단독 운영으로 사용 편리성 확대

✓ 5개 채널을 동시 분석!

✓ 터치스크린을 통한 간편한 독립 실행!

장비 데모 테스트 및 교육 신청

바로가기

