



ALL- IN- ONE

Dried & Aliquoted PreMix



One-step RT-PCR
모든 과정을 한 Tube에!



높은 특이도
미량 RNA 검출 용이



산화 및 수분방지
뛰어난 활성 안정성

Maxime™ RT-PCR PreMix

RT-PCR 반응에 필요한 모든 시약을 한번에, All-in-ONE

1

Dried & aliquoted PreMix, All-in-one

모든 시약이 tube 하나에 dried pellet 상태
Template 및 primer만 첨가, PCR 수행
One-step으로 RT-PCR 가능

2

민감한 cDNA 합성, 높은 특이도 PCR 증폭

Hot-start 기능의 Taq DNA
Polymerase를 포함하여 높은 특이성
및 정확성

3

우수한 제품 안정성 및 재현성

PCR tube에 포함되어 dried pellet 상태로
재현성이 매우 우수, 산화 및 수분방지로 인
하여 활성 안정성이 매우 뛰어남

