


LiliF® ASFV Real-time PCR Kit (PreMix) NEW

ASFV 진단의 신뢰도를 높이는 정밀 분자진단 솔루션

WOAH 권장 설계 기반 p72 유전자 타겟 정성 Real-time PCR Kit

동물용 의료기기 제133-32호 | 고위험성 동물전염병 유전검사용 시약



WOAH-Recommended Assay Design

세계동물보건기구(WOAH) 표준 진단법 서열 기반 설계



100% 임상적 민감도 & 특이도

163건 임상 검체 평가 완료

▶ Using EURL ASFV Reference DNA (Ct Performance)



ASFV 특이적 검출 성능

주요 돼지 질병 병원체와 교차반응 없음




Stable LoD Across Matrices

검출한계(LoD): 10 copies/ μ l



PreMix 타입 – 간편하고 신속한 워크플로우

60분 검사 결과 확인 가능



LiliF® ASFV Real-time PCR Kit (PreMix)

Cat.No. IP14002

▶ Target channel

channel	FAM	HEX
Target	ASFV	IPC

▶ Product Contents

구성품	내용
ASFV qPCR PreMix	48 tests
Positive Control	25 μ l $\times$ 3 tubes
Negative Control	1 ml $\times$ 1 tube
사용설명서	1부